

	FICHA TÉCNICA	64FM01170000
		AT2012
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 12/06/1998 Última revisión: 25/07/2015	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 18/06/1998 Edición Nº 2	

DESCRIPCIÓN:	APOSITO PARA TRAQUEOSTOMIZADOS
MARCA	ARTESANO 20x12
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	TIPO I
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	AT2012
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530073764
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	Los apósitos en su cara interior, formados por una lamina de tejido sin tejer, transpirable e hipoalergénico en contacto con la piel, con núcleo de celulosa de gran poder de absorción para la recogida de las secreciones del estoma. Impermeable en su cara posterior, con un troquelado en forma de cruz para introducción de la cánula. Material utilizado para su fabricación LIBRE DE LATEX. Medidas de 20 X 12 cm.
PRESENTACIÓN ENVASE	En cajas de 30 unidades
FOTO DEL PRODUCTO	