

	FICHA TÉCNICA	64FM_180000
		CPLC00
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 12/06/1998	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 18/06/1998	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CEPILLO LIMPIA CANULA
MARCA	ARTESANO CEPILLO
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	ACCESORIO
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	CPLC00
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8470004953022
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	Dispositivo de forma ergonómica a la cánula con extremo proximal en forma de mango inyectado en polipropileno. El extremo distal se presenta con cerdas de fibra ondulada de polipropileno no abrasivas. Alambre recocido con recubrimiento de Pet. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA CÁNULAS DE PLATA. Medidas: Longitud total: 200 mm. Longitud zona de las cerdas: 80 mm. Diámetro proximal de las cerdas: 15mm diámetro distal de las cerdas: 12 mm
PRESENTACIÓN ENVASE	En cajas de 24 unidades
FOTO DEL PRODUCTO	