


|                                                                                   |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA                                             | 64fm_19501 |
|                                                                                   |                                                           | TPS030508  |
| Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús<br>Fecha: 12/06/1998                        | Aprobado por: Adoración Chiner Tomás<br>Fecha: 18/06/1998 |            |
| Última revisión: 25/07/2015                                                       | Edición Nº 3                                              |            |

|                                              |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN:</b>                          | <b>TAPON SILICONA PARA CANULA TALLA Nº 3</b>                                                                                   |
| <b>MARCA</b>                                 | <b>ARTESANO TAPON</b>                                                                                                          |
| <b>PRESENTACIÓN:</b>                         | <b>NO ESTÉRIL.</b>                                                                                                             |
| <b>CLASIFICACION DEL PRODUCTO</b>            | <b>ACCESORIO</b>                                                                                                               |
| <b>REFERENCIA FRANCISCO CHINER</b>           | <b>TPS030508</b>                                                                                                               |
| <b>CODIGO EAN13 DE PRODUCTO</b>              | <b>8436530074299</b>                                                                                                           |
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO</b> | Tapón de silicona de grado médico referencia <b>SILBIONE 71718/60/V TPTE. USO MÉDICO.</b><br>Apto para cánula INTERNA DEL Nº 3 |
| <b>PRESENTACIÓN ENVASE</b>                   | En BOLSAS de 12 unidades                                                                                                       |
| <b>FOTO DEL PRODUCTO</b>                     |                                            |