

	FICHA TÉCNICA	64FM_19506
		TPS081113
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009 Última revisión: 25/07/2015		Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009 Edición N° 2

DESCRIPCIÓN:	TAPON SILICONA PARA CANULA TALLA N° 8	
MARCA	ARTESANO TAPON	
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.	
CLASIFICACION DEL PRODUCTO		
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TPS081113	
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530074341	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	Tapón de silicona de grado médico referencia SILBIONE 71718/60/V TPTE. USO MÉDICO. Apto para cánula INTERNA DEL N° 8	
PRESENTACIÓN ENVASE	En BOLSAS de 12 unidades	
FOTO DEL PRODUCTO		