

	FICHA TÉCNICA	64FM_120003
		L1081463
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA DE PLATA Nº 8 UNA PIEZA
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 8 UNA PIEZA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1081463
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530070343
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de laringectomía de plata Nº 8 está formada por una única pieza: • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 14 mm y longitud 63 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 13 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	