

	FICHA TÉCNICA	64FM_120200
		L1051163FA
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA AVELLANADA DE PLATA Nº 5 UNA PIEZA
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 5 UNA PIEZA FENESTRADA AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1051163FA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071456
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de laringectomía fenestrada avellanada de plata Nº 5 está formada por una única pieza: • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 11 mm y longitud 63 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado único tipo oval. Diámetro de luz del tubo de 10 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	