

## FICHA TÉCNICA

64FM 120202

L1071363FA

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 15/12/2009
Eliaborado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009
Ultima revisión: 22/07/2015
Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA AVELLANADA DE PLATA Nº 7 UNA PIEZA
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 7 UNA PIEZA FENESTRADA AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1071363FA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071470
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	<ul> <li>La cánula de laringectomía fenestrada avellanada de plata N° 7 está formada por una única pieza:</li> <li>Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 13 mm y longitud 63 mm., con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado único tipo oval. Diámetro de luz del tubo de 12 mm. El titulo de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.</li> </ul>
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO