

## FICHA TÉCNICA

64FM\_120103

L1081463F

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 15/12/2009
Eliaborado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009
Ultima revisión: 22/07/2015
Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 8 UNA PIEZA
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 8 UNA PIEZA FENESTRADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1081463F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071449
	La cánula de laringectomía fenestrada de plata N° 8 está formada por una única pieza:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	• Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 14 mm y longitud 63 mm., con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. Diámetro de luz del tubo de 13 mm. El titulo de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO