

FICHA TÉCNICA

64FM_120104

L1091563F

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009
Ultima revisión: 22/07/2015
Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009
Edición Nº 3

| DESCRIPCIÓN: | CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 9 UNA PIEZA |
|---|--|
| MARCA | ARTESANO TALLA Nº 9 UNA PIEZA FENESTRADA |
| PRESENTACIÓN: | NO ESTÉRIL. |
| CLASIFICACION DEL PRODUCTO | CLASE II B |
| REFERENCIA FRANCISCO CHINER | L1091563F |
| CODIGO EAN13 DE PRODUCTO | 8436530074495 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO | La cánula de laringectomía fenestrada de plata Nº 9 está formada por una única pieza: Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 15 mm y longitud 63 mm., con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. Diámetro de luz del tubo de 14 mm. El titulo de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. |
| PRESENTACIÓN ENVASE | UNITARIO |
| | |