

|                                                                                   |                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|  | FICHA TÉCNICA                                             | 64FM_110301 |
|                                                                                   |                                                           | L1030955FA  |
| Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús<br>Fecha: 15/12/2009                        | Aprobado por: Adoración Chiner Tomás<br>Fecha: 22/12/2009 |             |
| Última revisión: 22/07/2015                                                       | Edición Nº 3                                              |             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN:                          | CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA AVELLANADA DE PLATA<br>N° 3 DOS PIEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MARCA                                 | ARTESANO TALLA N° 3 DOS PIEZAS FENESTRADAS<br>AVELLANADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESENTACIÓN:                         | NO ESTÉRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CLASIFICACION DEL PRODUCTO            | CLASE II B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REFERENCIA FRANCISCO CHINER           | L1030955FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CODIGO EAN13 DE PRODUCTO              | 8436530073061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO | <p>La cánula de laringectomía fenestrada avellanada de plata N° 3 está formada por las siguientes piezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pieza única exterior:</b> Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 9 mm y longitud 55 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 8 mm. La pieza externa lleva un único fenestrado oval. El título de la plata utilizada corresponde a <b>925 milésimas. PLATA DE LEY</b></li> <li>• <b>Pieza interior:</b> Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 8 mm y longitud 55 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 7 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado oval. El título de la <b>plata utilizada</b> corresponde a <b>925 milésimas. PLATA DE LEY.</b></li> </ul> |
| PRESENTACIÓN ENVASE                   | UNITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |