

	FICHA TÉCNICA	64FM_110203
		L1041055FMA
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DE PLATA Nº 4 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 4 DOS PIEZAS MULTIORIFICIO Y AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1041055FMA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072927
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de laringectomía fenestrada multiorificio y avellanada de plata Nº 4 está formada por las siguientes piezas: • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 10 mm y longitud 55 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 9 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 9 mm y longitud 55 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 8 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado oval. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	