

FICHA TÉCNICA

64FM 110202

L1041060FMA

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009

Ultima revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009

Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DE PLATA Nº 4 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 4 DOS PIEZAS MULTIORIFICO Y AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1041060FMA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072910
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	 La cánula de laringectomía fenestrada multiorificio y avellanada de plata N° 4 está formada por las siguientes piezas: Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 10 mm y longitud 60 mm., con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 9 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 9 mm y longitud 60 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 8 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado oval. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO