

	FICHA TÉCNICA	64FM_110205
		L1051160FMA
Elaborado por: Avelino Tintero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DE PLATA N° 5 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 5 DOS PIEZAS MULTIORIFICIO Y AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1051160FMA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072941
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de laringectomía fenestrada multiorificio y avellanada de plata N° 5 está formada por las siguientes piezas: • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 11 mm y longitud 60 mm. , con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 10 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 10 mm y longitud 60 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 9 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado oval. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	