

FICHA TÉCNICA

64FM_110215

L1101660FMA

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009

Ultima revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009

Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y
	AVELLANADA DE PLATA Nº 10 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 10 DOS PIEZAS MULTIORIFICO Y AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1101660FMA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530073047
	La cánula de laringectomía fenestrada multiorificio y avellanada de plata Nº 10 está formada por las siguientes piezas:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	 Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 16 mm y longitud 60 mm., con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 15 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 15 mm y longitud 60 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 14 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado oval. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO