

	FICHA TÉCNICA	64FM_110100
		L1020855F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 2 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 2 DOS PIEZAS
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1020855F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072736
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de laringectomía fenestrada de plata Nº 2 está formada por las siguientes piezas: • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 8 mm y longitud 55 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 7 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 7 mm y longitud 55 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 6 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	