

## FICHA TÉCNICA

64FM\_110101

L1030955F

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009

Ultima revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009

Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 3 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 3 DOS PIEZAS
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1030955F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072743
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	<ul> <li>La cánula de laringectomía fenestrada de plata N° 3 está formada por las siguientes piezas:</li> <li>Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 9 mm y longitud 55 mm., con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 8 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY</li> <li>Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 8 mm y longitud 55 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 7 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.</li> </ul>
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	Cánula externa  Cánula interna