

 ARTESANO FRANCISCO CHINER	FICHA TÉCNICA	64FM_110109
		L1071360F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición N° 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA DE PLATA N° 7 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 7 DOS PIEZAS
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1071360F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072828
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de laringectomía fenestrada de plata N° 7 está formada por las siguientes piezas: • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 13 mm y longitud 60 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 12 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 12 mm y longitud 60 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 11 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
  	