

	FICHA TÉCNICA	64FM_110115
		L1101660F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA DE PLATA Nº 10 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 10 DOS PIEZAS
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1101660F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072880
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de laringectomía fenestrada de plata Nº 10 está formada por las siguientes piezas: • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 16 mm y longitud 60 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 15 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 15 mm y longitud 60 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 14 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	 Cánula externa Cánula interna