

 ARTESANO FRANCISCO CHINER	FICHA TÉCNICA	64FM_140302
		TF041068FA
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FONATORIA FENESTRADA AVELLANADA DE PLATA Nº 4 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 4 FONATORIA FENESTRADA AVELLANADA DOS PIEZAS
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TF041068FA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071654
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fonatoria fenestrada avellanada de plata Nº 4 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 10 mm y longitud 68 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un único fenestrado tipo oval. Diámetro de luz del tubo de 9 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 9 mm y longitud 68 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 8 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado tipo oval, además lleva superpuesta a la placa interna otra placa con un agujero central de diámetro donde va incorporada una válvula de plata. Esta pieza lleva incorporada una cadena de plata que va unida a la placa soldada del tubo interno. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	