

 ARTESANO FRANCISCO CHINER	FICHA TÉCNICA	64FM_140305
		TF071380FA
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FONATORIA FENESTRADA AVELLANADA DE PLATA Nº 7 DOS PIEZAS	
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 7 FONATORIA FENESTRADA AVELLANADA DOS PIEZAS	
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.	
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B	
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TF071380FA	
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071685	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fonatoria fenestrada avellanada de plata Nº 7 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 13 mm y longitud 80 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un único fenestrado tipo oval. Diámetro de luz del tubo de 12 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 12 mm y longitud 80 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 11 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado tipo oval, además lleva superpuesta a la placa interna otra placa con un agujero central de diámetro donde va incorporada una válvula de plata. Esta pieza lleva incorporada una cadena de plata que va unida a la placa soldada del tubo interno. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.	
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO	
		