

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009
Última revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009
Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FONATORIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DE PLATA Nº 4 DOS PIEZAS	
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 4 FONATORIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DOS PIEZAS	
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.	
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B	
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TF041068FMA	
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071586	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fonatoria fenestrada multiorificio y avellanada de plata Nº 4 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 10 mm y longitud 68 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado con varios orificios (multiorificio) . Diámetro de luz del tubo de 9 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 9 mm y longitud 68 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 8 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado tipo oval, además lleva superpuesta a la placa interna otra placa con un agujero central de diámetro donde va incorporada una válvula de plata. Esta pieza lleva incorporada una cadena de plata que va unida a la placa soldada del tubo interno. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.	
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO	
	 Cánula externa Cánula interna	