

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús

Fecha: 15/12/2009

Última revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás

Fecha: 22/12/2009

Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FONATORIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DE PLATA Nº 7 DOS PIEZAS	
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 7 FONATORIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DOS PIEZAS	
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.	
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B	
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TF071380FMA	
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071616	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fonatoria fenestrada multiorificio y avellanada de plata Nº 7 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 13 mm y longitud 80 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado con varios orificios (multiorificio). Diámetro de luz del tubo de 12 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 12 mm y longitud 80 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 11 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado tipo oval, además lleva superpuesta a la placa interna otra placa con un agujero central de diámetro donde va incorporada una válvula de plata. Esta pieza lleva incorporada una cadena de plata que va unida a la placa soldada del tubo interno. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.	
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO	
		