

FICHA TÉCNICA

64FM_140102

TF041068F

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009

Ultima revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009

Edición N° 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FONATORIA FENESTRADA DE PLATA Nº 4 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 4 FONATORIA FENESTRADA DOS PIEZAS
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TF041068F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071517
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	 La cánula de traqueotomía fonatoria fenestrada de plata N° 4 está formada por las siguientes piezas: Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 10 mm y longitud 68 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado múltiple (multiorificio) Diámetro de luz del tubo de 9 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 9 mm y longitud 68 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 10 mm. La pieza interna lleva un fenestrado múltiple (multiorificio), además lleva superpuesta a la placa interna otra placa con un agujero central de diámetro donde va incorporada una válvula de plata. Esta pieza lleva incorporada una cadena de plata que va unida a la placa soldada del tubo interno. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	Cánula externa Cánula interna