

	FICHA TÉCNICA	64FM_140103
		TF051172F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FONATORIA FENESTRADA DE PLATA Nº 5 DOS PIEZAS	
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 5 FONATORIA FENESTRADA DOS PIEZAS	
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.	
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B	
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TF051172F	
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071524	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fonatoria fenestrada de plata Nº 5 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 11 mm y longitud 72 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. La pieza externa lleva un fenestrado múltiple (multiorificio) Diámetro de luz del tubo de 10 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 10 mm y longitud 72 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 9 mm. La pieza interna lleva un fenestrado múltiple (multiorificio), además lleva superpuesta a la placa interna otra placa con un agujero central de diámetro donde va incorporada una válvula de plata. Esta pieza lleva incorporada una cadena de plata que va unida a la placa soldada del tubo interno. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.	
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO	
		