

	FICHA TÉCNICA	64FM_140005
		TF071380
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FONATORIA DE PLATA N° 7 DOS PIEZAS	
MARCA	ARTESANO TALLA N° 7 FONATORIA DOS PIEZAS	
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.	
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B	
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	TF071380	
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530070404	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fonatoria de plata N° 7 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 13 mm y longitud 80 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 12 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 12 mm y longitud 80 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 11 mm. La pieza, además lleva superpuesta a la placa interna otra placa con un agujero central de diámetro donde va incorporada una válvula de plata. Esta pieza lleva incorporada una cadena de plata que va unida a la placa soldada del tubo interno. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley.	
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO	
		