

FICHA TÉCNICA

64FM_100609

T1020895FA

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009

Ultima revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009

Edición N° 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FENESTRADA AVELLANADA LARGO ESPECIAL DE PLATA Nº 2 TRES PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 2 TRES PIEZAS LARGO ESPECIAL FENESTRADA AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T1020895FA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071241
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	 La cánula de traqueotomía largo especial fenestrada avellanada de plata N° 2 está formada por las siguientes piezas: Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 8 mm y longitud 95 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 7 mm. La pieza externa lleva un único agujero en forma de avellana. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 7 mm y longitud 95 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 6 mm. La pieza interna lleva un único agujero en forma de avellana. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. Fiador mandril u obturador: Formado por un tubo curvo de latón plateado finalizado en punta roma.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO