

 ARTESANO FRANCISCO CHINER	FICHA TÉCNICA	64FM_100604
		T1061275FA
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FENESTRADA AVELLANADA DE PLATA Nº 6 TRES PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 6 TRES PIEZAS FENESTRADA AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T1061275FA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530071197
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fenestrada avellanada de plata Nº 6 está formada por las siguientes piezas: - Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 12 mm y longitud 75 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 11 mm. La pieza externa lleva un único agujero en forma de avellana. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. - Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 11 mm y longitud 75 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 10 mm. La pieza interna lleva un único agujero en forma de avellana. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. - Fiador mandril u obturador: Formado por un tubo curvo de latón plateado finalizado en punta roma.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	