

 ARTESANO FRANCISCO CHINER	FICHA TÉCNICA	64FM_100111
		T1041099F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Ultima revisión: 22/07/2015	Edición N° 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FENESTRADA DE PLATA LARGO ESPECIAL N° 4 TRES PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 4 LARGO ESPECIAL TRES PIEZAS FENESTRADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T1041099F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530070725
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fenestrada largo especial de plata N° 4 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 10 mm y longitud 99 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 9 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 9 mm y longitud 99 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 8 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Fiador mandril u obturador: Formado por un tubo curvo de latón plateado finalizado en punta roma.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	