

	FICHA TÉCNICA	64FM_100114
		T10713105F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FENESTRADA DE PLATA LARGO ESPECIAL N° 7 TRES PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 7 LARGO ESPECIAL TRES PIEZAS FENESTRADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T10713105F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530070756
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fenestrada largo especial de plata N° 7 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 13 mm y longitud 105 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 12 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 12 mm y longitud 105 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 11 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Fiador mandril u obturador: Formado por un tubo curvo de latón plateado finalizado en punta roma.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	