

	FICHA TÉCNICA	64FM_100117
		T11016111F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FENESTRADA DE PLATA LARGO ESPECIAL N° 10 TRES PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 10 LARGO ESPECIAL TRES PIEZAS FENESTRADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T11016111F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530070787
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fenestrada largo especial de plata N° 10 está formada por las siguientes piezas: • Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 16 mm y longitud 111 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 15 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 15 mm y longitud 111 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 14 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. • Fiador mandril u obturador: Formado por un tubo curvo de latón plateado finalizado en punta roma.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	