

 ARTESANO FRANCISCO CHINER	FICHA TÉCNICA	64FM_100106
		T1081480F
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009	
Última revisión: 22/07/2015	Edición Nº 3	

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA FENESTRADA DE PLATA N° 8 TRES PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA N° 8 TRES PIEZAS FENESTRADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T1081480F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8470004952759
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	La cánula de traqueotomía fenestrada de plata N° 8 está formada por las siguientes piezas: - Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 14 mm y longitud 80 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 13 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. - Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 13 mm y longitud 80 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 12 mm. La pieza interna lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. - Fiador mandril u obturador: Formado por un tubo curvo de latón plateado finalizado en punta roma.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	