

FICHA TÉCNICA

64FM_100023

T11016111

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009

Ultima revisión: 22/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009

Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA DE PLATA Nº 10 LARGO ESPECIAL TRES PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 10 TRES PIEZAS LARGO ESPECIAL
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T11016111
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530070183
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	 La cánula de traqueotomía de plata largo especial Nº 10 está formada por las siguientes piezas: Pieza exterior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 16 mm y longitud 111 mm, con extremo atraumático, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 15 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo, sin soldadura, conificado de diámetro exterior de 15 mm y longitud 111 mm., con extremo distal atraumático. Diámetro de luz del tubo de 14 mm. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. Título de ley. Fiador mandril u obturador: Formado por un tubo curvo de latón plateado finalizado en punta roma.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO